



Препарат «Bioneutral BN 99» (Бионейтрал БН 99)

Назначение и области применения

«Bioneutral BN 99» применяется в качестве консерванта для средств бытовой химии, косметических средств.

Физико-химические характеристики продукта представлены в таблице 1.

Активные компоненты

2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, активаторы, и др.

Физико-химические характеристики

Таб.1

| | |
|-------------|---|
| Внешний вид | Кристаллическое вещество от белого до темно-желтого цвета с характерным запахом |
|-------------|---|

Методика и рекомендации по применению

При использовании препарата в качестве консерванта для средств бытовой химии, дозировка указана в таблице 2

Таблица 2

| Рекомендуемая дозировка | |
|------------------------------|-----------------|
| Жидкость для мытья посуды | (0,02 - 0,10 %) |
| Моющее средство | (0,02 - 0,10 %) |
| Жидкий кондиционер для белья | (0,02 - 0,10 %) |
| Стеклоочистители | (0,02 - 0,10 %) |

«Bioneutral BN 99» можно вводить в систему на любой стадии производственного процесса, но, если условия позволяют, рекомендуется вводить необходимое количество препарата в самом начале производственного процесса. Рабочий диапазон pH от 3 до 8,5, температура до 40 °C

Сервисные услуги

ООО «НПФ БАЛТСИНТЕЗ» оказывает технические услуги по лабораторным химическим и испытаниям и подбору оптимальных условий использования препарата.

Требования безопасности и условия хранения

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение 10 – 15 мин.

Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой таре.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

Упаковка

Препарат «Bioneutral BN 99» поставляется в бочонках по 25 кг.